


FUTUS™ LE

Багатофункціональна та проста у використанні компактна система, яка пропонує високоякісні зображення та різноманітні програмні додатки.


ClearVision

Обробка зображень для зменшення небажаних шумів та підкреслення цілісності та стійкості границь. Вона покращує контрастність та співвідношення сигнал/шум і може бути оптимізована за допомогою відповідних програм.



S-Harmonic

Зменшує шуми та забезпечує однорідне зображення від близького до далекого поля. Комбінація з ClearVision та MultiVision дозволяє досягти ще вищої якості зображення.



MultiVision

Ультразвуковий промінь передається і приймається в реальному часі в кількох напрямках, і кожне отримане зображення накладається одне на одне. Це дозволяє чітко спостерігати ураження, оскільки шум зменшується, а контрастність зображення покращується.



Дизайн та функції спрямовані на зручність та полегшення щоденних обстежень

Кріплення для монітора

Монітор може бути відкорегований у оптимальне положення за допомогою широкого діапазону рухів.



Головний монітор та сенсорна панель

Широкий екран та сенсорна панель сприяють зручному управлінню.



Безшумний дизайн

Пристрій можна використовувати безпечно навіть в тихому середовищі, оскільки звук його роботи максимально приглушений.



Акумулятор

Пристрій можна переміщати, не вимикаючи живлення, також має можливість проводити обстеження від акумулятора. Це дуже зручно для мобільного використання в лікарнях, зокрема для обстежень між ліжками.

